






Snel, Efficiënt en Traceerbaar: Optimaliseer uw Laboratoriumworkflow



-  Traceerbare en betrouwbare data
-  Flexibel inzetbaar in bestaande workflows
-  Snellere doorlooptijd: meer samples in minder tijd
-  Verminderd repetitief handwerk en verhoogd betrouwbaarheid
-  Intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface voor eenvoudig en efficiënt werken.

Functionaliteit en Specificaties

Pipetting system

- 350 tubes/uur bij 1.000 µl
- 100 – 2.000 µl pipetvolume (5% nauwkeurigheid)
- Multi-pipette acties
- Barcodecheck (sample & plate, 1D/2D)
- Liquid level detection
- Geschikt voor tubes van 5–50 ml en tips van 1.000 µl
- Volledige logging per pipetactie

Dispense system

- 250 tubes/uur bij 20 ml
- 1–50 ml per sample, instelbaar
- Barcodecheck (sample & buffer)
- 3 gescheiden buffersystemen
- Meet vloeistof niveau in buffersysteem
- Vortexfunctie geïntegreerd
- Compatibel met Jerrycans & Duran flessen

Geen laboratorium is hetzelfde...

daarom kan het worden aangepast aan úw specifieke workflow en wensen:

- Integratie met uw eigen LIMS of dataplatform
- Maatwerk in o.a. trays, barcodesystemen en logging
- Extra functies zoals extra buffertanks, custom trays enz.

Schaalbaar en flexibel ontwerp dat met uw behoeften meegroeit.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies:



Rolan Robotics BV
De Corantijn 6
1689 AP Zwaag

+31 (0)229 - 248484
www.rolan-robotics.com
sales@rolan-robotics.com

UNLOCK YOUR NEXT LEVEL